




1st Wire, NiTi-7-strand

Packung à 10 Bögen 49,90€*

Der 1st Wire ist ein 7-fach verseilter Nickel Titan Draht, der auch bei starker Verformung extrem leichte Kräfte appliziert. Ideal als Anfangs- und Nivellierungsbogen.

Ein .016“ 1st Wire übt weniger als die Hälfte der Kraft eines .014“ Thermo NiTi aus.



Der 1st Wire wird auch durch extreme Biegungen nicht dauerhaft verformt. Die Enden werden durch Stopps gesichert.

Aufgrund seiner Flexibilität lässt sich der 1st Wire selbst bei schwierigsten Fehlstellungen gut als Anfangs- und Nivellierungsbogen ligieren.



Jetzt per Fax bestellen unter 0 54 05 / 92 04-15

1st Wire **.014“** OK/UK universal,
Trueform I Form, mit Stopps,
Bestellung _____ Packungen

1st Wire **.016“** OK/UK universal,
Trueform I Form, mit Stopps,
Bestellung _____ Packungen

Ihr Praxisstempel hier

*Alle Preise verstehen sich zzgl. Kosten für Verpackung und Transport sowie gesetzlich gültiger Umsatzsteuer.