





DB Tubes

7er single DB Tubes 19,90€* / 10
6er single DB Tubes 25,90€* / 10
6er double DB Tubes 29,90€* / 10

Lieferbar in den Techniken:
 - Roth / MBT .018" / .022" Slot
 - convertible und non-convertible
 - 1. + 2. Molar



Die Bukkal Tubes werden in der MIM-Technologie hergestellt. Die weite, trichterförmige Öffnung, die seitlichen Einkerbungen für die Pinzette und die Farbcodierung erleichtern die Handhabung. Sie sind leichter zu identifizieren, positionieren, und die Drähte sind einfacher einzuführen. Die glatten und abgerundeten Oberflächen sorgen für einen hohen Komfort des Patienten.



*Alle Preise verstehen sich zzgl. Kosten für Verpackung und Transport sowie gesetzlich gültiger Umsatzsteuer.

6er Tubes convertible oder non-convertible 7er Tubes non-convertible

Roth .018"/.022"	Torque	Offset/Rotation	Breite
OK 1. Molar single	-9°	7°	3,8mm
OK 1. Molar double	-9°	7°	3,8mm
OK 2. Molar single	-9°	6°	3,5mm
UK 1. Molar single	-30°	7°	3,8mm
UK 1. Molar double	-30°	7°	3,8mm
UK 2. Molar single	-30°	6°	3,5mm



MBT .018"/.022"	Torque	Offset/Rotation	Breite
OK 1. Molar single	-14°	10°	3,8mm
OK 1. Molar double	-14°	10°	3,8mm
OK 2. Molar single	-14°	6°	3,5mm
UK 1. Molar single	-20°	0°	3,8mm
UK 1. Molar double	-20°	0°	3,8mm
UK 2. Molar single	-10°	0°	3,5mm



DB Tubes Identification System

Buccal tubes Identification



(Color-coding not on Edgewise)

FDI (World Dental Federation) System

17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27
7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7
7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7
47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37

