




Twin MIM Bracket **MBT** (Monoblock)

UVP 1,49€* | ab 200 Stück 1,19€* | ab 400 Stück 0,99€* | ab 1.000 Stück 0,79€*

Lieferbar in MBT .018“/.022“,
optional Hook am 3er oder 3, 4, 5er.



- Bracket und Basis bilden zusammen eine solide, ganzheitliche Edelstahl-Einheit.
- Die einteilige Konstruktion aus massivem Edelstahl kann auf Schweißpunkte verzichten und ist stabiler als geschweißte oder hartgelötete Verbindungen.
- Maschinell erstellte Unterschnitte und gezahnte Grate an der Klebebasis sorgen für eine außergewöhnlich gute Haftfestigkeit.
- Nach Bukkal verlängerte gingivale Flügel am Bicuspид ermöglichen eine leichtere Platzierung der Ligaturen.

ATS ORTHO:
Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne
einen Fall als Muster
kostenlos.

*Alle Preise verstehen sich zzgl. der Kosten für Verpackung und Transport sowie gesetzlich gültiger Umsatzsteuer.

MBT Prescription .018"/.022"



Maxillary


	Brackets	Description	Torque	Ang.	width
MAXILLARY	Centrals	/	+17°	4°	3.2mm
	Laterals	/	+10°	8°	2.8mm
	Cuspids	without hook	0°	8°	2.8mm
		with hook	0°	8°	2.8mm
	Bicuspid	without hook	-7°	0°	2.8mm
		with hook	-7°	0°	2.8mm

Mandibular

	Brackets	Description	Torque	Ang.	width
MANDIBULAR	Lower Anteriors	/	-6°	0°	2.3mm
	Cuspids	without hook	-6°	3°	2.8mm
		with hook	-6°	3°	2.8mm
	1 st Bicuspid	without hook	-12°	0°	2.8mm
		with hook	-12°	0°	2.8mm
	2 nd Bicuspid	without hook	-17°	0°	2.8mm
		with hook	-17°	0°	2.8mm

Twin MIM Bracket MBT Identification System

Metal Brackets Identification



Lower Anteriors - No Markings

Empfehlung

Bracket Platzierung:

Oberkiefer: 1er - 4mm, 2er - 3,5mm, 3er - 4,5mm, 4/5er - 4mm
 Unterkiefer: 1/2er - 3,5mm, 3er - 4mm, 4/5er - 4mm

FDI (World Dental Federation) System

17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27
7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7
7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7
47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37

Lasermarkierung Oberkiefer mit 1, 2, 3
 Lasermarkierung Unterkiefer mit 3, 4, 5

